

- ثلاثة (3) - 10⁸ x أكياس واقية للعينات
- عبوة أسطوانية واحدة (1) - فيها سائل أحمر
- كوب فارغ واحد (1)
- مجرفة للاستخدام مرة واحدة عدد (1)
- استثمار تقديم واحدة (1) - إلى شعبة الخدمات المعملية الموحدة
- نموذج تعليمات الجمع عدد (1)
- أداة ورقية لجمع البراز عدد (1)
- لصاقتان اثنتان (2)

جمع عينات البراز: (انظر الوجه الخلفي لهذه الورقة لمشاهدة الصورة)

1. املأ الأقسام التالية من استثمار طلب علم الأحياء السريري/علم الفيروسات الخاصة بشعبة الخدمات المعملية الموحدة:

أ. مربع معلومات المريض	ب. مربع السوابق المرضية للمريض	ج. أعلى الوجه الخلفي من الصفحة
1. اسمك	1. الأعراض	1. اسمك
2. تاريخ ميلادك	2. التاريخ الذي بدأت تظهر فيه	2. تاريخ الميلاد
3. عمرك	الأعراض (تاريخ البدء)	
	4. جنسك	
	5. عنوانك	
	6. عرقك/أصلك	

2. باستخدام قلم عادي أو قلم تحديد، اكتب اسمك وتاريخ ميلادك وتاريخ جمع العينة في الجداول المعطاة وضع اللصاقتين على الكوب الفارغ والعبوة الأسطوانية الحاوية على السائل الأحمر.
3. احرص على أن تتبؤ قبل جمع عينة البراز بحيث لا يدخل أي بول في عينة البراز. لا تتبؤ أثناء إخراج البراز. لا تخط الماء أو ورق المرحاض أو الصابون مع عينة البراز.
4. ربما يحوي البراز جراثيم تنشر العدوى. احرص على غسل يديك قبل جمع البراز وبعده.
5. ضع أداة جمع البراز الورقية على سطح مستوي بحيث يتجه الوجه ذو الكتابة إلى أعلى ثم اطو الحاشيتين الجانبيتين إلى أعلى.
6. أزل غطاء الشريط اللاصق الموجود على جانبي أداة الجمع.
7. ألصق الجزء المكشوف من الشريط على أعلى كرسي المرحاض. وتحقق من أن أداة الجمع تتدلى فوق فتحة كرسي المرحاض الوسطي.
8. ادفع مركز أداة الجمع بلفظ نحو الأسفل لتصبح على شكل وعاء. أفرغ بطنك داخل وعاء أداة جمع البراز. لا تتبؤ في أداة جمع البراز.
9. استخدم المجرفة الموجودة ضمن المجموعة والمخصصة للاستخدام مرة واحدة أو المجرفة المرفقة داخل العبوة الأسطوانية ذات السائل الأحمر لنقل البراز إلى الكوب الفارغ. انقل البراز الموجود في وعاء أداة الجمع فقط. ولا تنقل البراز الموجود في المرحاض. املأ العبوة حتى يمتلأ نصفها أو ثلاثة أرباعها. لا تملأها فوق اللازم. أغلق الغطاء بإحكام.
10. ضع الكوب الحاوي على البراز في الجيب الكبير لكيس العينات البلاستيكي بجانب الوسادة الماصة. أزل البطانة لتكشف الشريط اللاصق واضغط الشريط اللاصق الأزرق لتغلق الكيس.
11. استخدم المجرفة الموجودة ضمن المجموعة والمخصصة للاستخدام مرة واحدة أو المجرفة الموجودة بداخل غطاء العبوة الأسطوانية ذات السائل الأحمر لنقل البراز إلى الكوب ذي السائل الأحمر. املأ هذه العبوة حتى يبلغ السائل "خط الامتلاء". أغلق الغطاء بإحكام ورُج العبوة جيداً. ضع العبوة الأسطوانية الحاوية على السائل الأحمر والبراز في الجيب الكبير لكيس عينات بلاستيكي آخر بجانب الوسادة الماصة. أزل البطانة لتكشف الشريط واضغط الشريط اللاصق الأزرق لتغلق الكيس.
12. ضع الكيسين البلاستيكيين الحاويين على البراز معاً في كيس عيّات بلاستيكي ثالث. أدخل استثمار الإرسال الخضراء المملوءة بالمعلومات في الجيب الأمامي للكيس الخارجي واطو الحاشية لإغلاقه.
13. أزل الطبق الورقي الذي يضم البراز المتبقي برفعه من نقاط ربطه الأربعة. صرّف الطبق والبراز المتبقي مع تيار الماء في المرحاض.
14. انزع الجزء الورقي المقوى من أداة الجمع. ارم الجزء الورقي المقوى من أداة الجمع مع المجرفة المخصصة للاستخدام مرة واحدة في سلة المهملات. اغسل يديك جيداً.

التغليف والتخزين والجمع:

1. يجب وضع الكيس الحاوي على عيّتي البراز في البراد حتى تصبح العينتان جاهزتين للجمع من قبل الدائرة الصحية. لا تجمّد العينات.
2. اتصل بدائرتك الصحية المحلية حين تكون العينتان جاهزتين للجمع أو إذا كانت لديك أسئلة بشأن جمع العينات أو تخزينها.

